

ELSOTEMP "Elsodent"

Ciment d'obturation provisoire fluoré sans eugéno

AVANTAGES

- La qualité de la résine utilisée pour la fabrication d'ELSOTEMP permet d'éviter une expansion non contrôlée lors de la prise du ciment : pas de risque de fractures des parois dentinaires.
- ELSOTEMP ne contient pas d'eugéno : pas d'interférence dans la prise des résines ou des composites.
- ELSOTEMP contient du fluor : action cariostatique
- Etanche : adhère au parois.
- PH neutre : pas d'agression pulpaire.
- Souple avant la prise : permet une application parfaite du ciment dans toutes les parties de la cavité.
- Prise rapide : reprise d'une fonction masticatoire normale en un temps très court
- Dur après la prise : ELSOTEMP peut rester en bouche 1 à 2 mois.
- Facile à éliminer : ELSOTEMP se retire facilement à l'aide d'une sonde ou d'une fraise.

CONSISTANCE

Blanc : normal.

Rose : dur

PRÉSENTATION

- **Seringues de 28 g** : Economique, on utilise la quantité exacte désirée. Hygiénique, on évite les contaminations croisées.
- **Pots de 28 g**

Réf. : **TEMP-SER** : boîte de 3 seringues de 28g

TEMP-POT : boîte de 6 pots de 28g

