


CP-30 "Elsodent"

Le système de blanchiment de référence

**Pour un blanchiment rapide,
sans effets secondaires
et simple d'emploi !**



AVANTAGES

- **Rapide** : 1 séance quotidienne de 30/40 mn seulement, pendant 4 à 6 jours !
- **Aucun effet secondaire** :
 - **CP-30** libère des ions calcium qui aident à la re-minéralisation de l'émail pendant le traitement.
 - **CP-30** libère aussi de l'eau, ce qui lui assure de ne provoquer pratiquement aucune sensibilité.
- **Surpuissant** : 30% de peroxyde de calcium !
- **Simple** : 2 seringues = 1 traitement complet haut et bas. **CP-30 ne nécessite pas l'emploi d'une lampe ou d'une résine de protection gingivale.**
- **Utilisation facile** : dans la salle d'attente ou en **ambulatoire** !

CONTRE-INDICATIONS

- Enfants de moins de 12 ans.
- Femmes enceintes.
- Durant l'allaitement.
- Allergie à l'un des composants.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- Peroxyde de calcium dosé à 30 %.
- Eau.

PRÉSENTATION

- 2 seringues "Dual" de 4,5g (base + catalyseur) + embouts mélangeurs.
Réf. : CP-30.

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit au réfrigérateur.

Dans ces conditions **CP-30** à une durée de vie de 1 an.